

CHAMOT

海藻糖缓冲液 / PBS Buffer (containing 5% trehalose, pH7.2, sterile)

CMB002

CMB002L



CHAMOT

乔默®生物

Specialize In Cytokines



CONTENT

1 产品简介

2 产品使用

3 产品储存/运输

海藻糖缓冲液 / PBS Buffer (containing 5% trehalose, pH7.2, sterile)

产品编号	规格
CMB002	1.5 mL
CMB002L	50 mL

产品简介

产品描述

该产品为含5%海藻糖的PBS缓冲液，无菌，无色透明，无异物，用于重组细胞因子的进一步稀释和保存。海藻糖作为高效的蛋白保护剂，可有效防止蛋白变性。

产品组成

液体，PBS缓冲液，含5%海藻糖，pH7.2，无菌

产品使用

冻干粉状重组细胞因子用推荐溶液重悬后，可用该产品进行进一步稀释后分装，建议稀释浓度不

低于10μg/mL，分装体积大于20μL，-20℃至-80℃无菌保存3到6个月。避免反复冻融。

注意事项

- 1、本产品为即用型，经0.22μm过滤除菌，可直接使用。
- 2、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 3、本产品仅用于科研使用，不用于诊断和治疗。

产品储存/运输

储存

2-8℃，有效期1年

运输

蓝冰

Chamot Biotechnology(Shanghai) Co., Ltd. www.chamot-bio.com

Tel: 021-51880030 Mail: info@chamot-bio.com QQ: 864920491