


CHAMOT

SARS-CoV-2 Spike Protein (S1 subunit), His tag, *E. coli*

CM006-100PCoV



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品使用

SARS-CoV-2 Spike Protein (S1 subunit), His tag, *E. coli*

编号	CM006-100PCoV	More	规格	100 µg	More
类别	重组蛋白		应用	FA	

产品简介

来源:	<i>E. coli</i>
纯度:	>98% as determined by SDS-PAGE.
生物学活性:	N/A
内毒素检测:	< 0.1 EU per 1 µg of the protein by the LAL method.
蛋白序列:	MVNLTTRTQLPPAYTNSFTRGVYYPDKVF RSSVLHSTQDLFLPFFSNVTWFHAIHVSGT NGTKRFDNPVLPFNDGVYFASTEKSNIIRG WIFGTTLDSTQSLIVNNATNVVIKVCEF QFCNDPFLGVYHKNKSWMESEFRVYS SANNCTFEYVSQPFLMDLEGKQGNFKNL REFVFKNIDGYFKIYSKHTPINLVRDLPQGF SALEPLVDLPIGINITRFQTLALHRSYLTPG DSSSGWTAGAAAYVGYLQPRTFLLKYNE NGTITDAVDCALDPLSETKCTKSFTVEKGI YQTSNFRVQPTESIVRFPNITNLCPFGEVF NATRFASVYAWNRKRISNCVADYSVLYN SASFSTFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSF VIRGDEVRQIAPGQTGKIADYNYKLPDDFT GCVIAWNSNNLDSKVGNYNYLYRLFRK SNLKPFERDISTEIYQAGSTPCNGVEGFNC YFPLQSYGFQPTNGVGYQPYRVVLSFELL HAPATVCGPKKSTNLVKNKCVNFNFNGL TGTGVLTESNKKFLPFQQFGRDIADTTDA VRDPQTLLEILDITPCSFGGVSVITPGTNTSN QVAVLYQDVNCTEVPVAIHADQLTPTWR VYSTGSNVFQTRAGCLIGAEHVNNSYECD IPIGAGIC with polyhistidine tag at the Cterminus

产品储存

储存: -20°C冻干粉长期保存, 避免反复冻融。
运输: 蓝冰。

产品组成

从含有 1X PBS, pH 7.4 的溶液中冻干蛋白质。

产品使用

推荐用无菌水重悬冻干粉, 溶液浓度不低于 100µg/mL, 静置至少 20min 以充分溶解。

重悬后的溶液可进一步稀释分装, 置-20°C于一个月内使用或-80°C长期保存。

Note: 复溶后的蛋白溶液请在 1 个月内使用完。

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay

Chamot Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.

For Research Use Only