


CHAMOT

Mouse Anti-V5 tag mAb

CM004-0.1A1

CM004-0.5A1

CM004-1A1



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成


4 产品应用

Mouse Anti-V5 tag mAb

编号	CM004-0.1A1 CM004-0.5A1 CM004-1A1	规格	100 µg/vial 500 µg/vial 1 mg/vial
类别	标签抗体	应用	WB/IP/IF/FACS/ELISA

产品简介

来源：	小鼠
类型：	单抗 · clone 7-1-8
同种型：	IgG2b kappa
反应性：	识别 GKPIPPLLGLDST 蛋白序列 (N 端或 C 端)
免疫原：	GKPIPPLLGLDST (V5)多肽
标记：	无
浓度：	1 mg/mL



Western blotting analysis of Anti-V5 tag mAb (1:5000)

产品储存

储存：	4°C保存六个月 -20°C可长期保存 避免反复冻融
运输：	蓝冰

产品组成

PBS 溶液 · 含 0.1% thimerosal
 PH 7.4

产品应用

推荐稀释比及终浓度：

Application	Dilution factor	Final concentration
WB	1:1000-10000	0.1-1 µg/mL
IP	1:500-2000	0.5-2 µg/mL
IF	1:500-1000	1-2 µg/mL
FACS	1:500-1000	1-2 µg/mL
ELISA	1:5000-20000	0.05-0.2 µg/mL

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;
 FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay