

# CHAMOT

## Sheep anti-Chicken IgY

CM006-0.1A2


CM006-0.5A2

CM006-1A2



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司  
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.



# CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品应用

## Sheep anti-Chicken IgY

编号	CM006-0.1A2 CM006-0.5A2 CM006-1A2	规格	100 µg/vial 500 µg/vial 1 mg/vial
类别	纯化二抗	应用	WB

### 产品简介

来源：	绵羊
反应种属：	鸡
纯化方式：	亲和层析
免疫原：	鸡 IgY
标记：	无
浓度：	N/A

### 产品储存

储存：	4°C长期保存 避免反复冻融
运输：	蓝冰

### 产品组成

PBS 溶液 · 含 0.02%叠氮化钠  
PH 7.4

### 产品应用

推荐稀释比：	
WB	1:5000-1:10000

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;  
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay