

CHAMOT

Goat anti-Human IgG, Fc Fragment

CM007-0.1A2

CM007-0.5A2

CM007-1A2



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品应用



Goat anti-Human IgG, Fc Fragment

编号	CM007-0.1A2 CM007-0.5A2 CM007-1A2	规格	100 µg/vial 500 µg/vial 1 mg/vial
类别	纯化二抗	应用	N/A

产品简介

来源：	山羊
反应种属：	人
纯化方式：	亲和纯化
免疫原：	γ 免疫球蛋白Fc段
克隆性：	多克隆
标记：	无
浓度：	1mg/ml
物理状态：	液体

产品储存

储存：	4°C保存2周， -20°C保存一年。 避免反复冻融
运输：	蓝冰

产品组成

PBS溶液，含0.05%叠氮化钠 pH7.4

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay