

CHAMOT

Goat anti-Mouse IgG-iFluor 488

CM012-0.1A2F

CM012-0.5A2F

CM012-1A2F



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品应用



Goat anti-Mouse IgG-iFluor 488

编号	CM012-0.1A2F CM012-0.5A2F CM012-1A2F	规格	100 μ L 500 μ L 1 mL
类别	荧光二抗	应用	IF/FACS

产品简介

来源：	山羊
反应种属：	小鼠
纯化方式：	亲和纯化
免疫原：	小鼠 IgG
标记：	iFluor 488
浓度：	0.5 mg/mL

产品储存

储存：	4°C可长期保存 避免反复冻融
运输：	蓝冰

产品组成

PBS 溶液 · 含 1%BSA 和 0.01%thimerosal
PH 7.4

产品应用

推荐稀释比：	
IF	1:200-1:1000
FACS	1:200-1:1000

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay