

CHAMOT

Mouse anti-mCherry mAb

CM008-0.1A1

CM008-0.5A1

CM008-1A1



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品应用



Mouse anti-mCherry mAb

编号	CM008-0.1A1 CM008-0.5A1 CM008-1A1	规格	100 µg/vial 500 µg/vial 1 mg/vial
类别	标签抗体	应用	ELISA/ WB/ IP/ IFA/ FACS

产品简介

描述：	mCherry protein is a basic red fluorescent protein derived from <i>Discosoma</i> sp. Mouse anti-mCherry mAb can recognize native and denature mCherry protein but not GFP.
来源：	小鼠
类型：	单抗, clone45-5
同种型：	IgG2a kappa
反应性：	识别mCherry, 而非GFP
免疫原：	重组mCherry蛋白
浓度：	1 mg/mL
纯度：	>95%(SDS-PAGE)

产品储存

储存：	4 保存6个月 -20 可长期保存 避免反复冻融
运输：	蓝冰

产品组成

组成：	PBS溶液, 含0.01% thimerosal, pH7.4.
-----	----------------------------------

产品应用

推荐稀释比及终浓度：

Application	Dilution factor	Final concentration
ELISA	1:5000-20000	0.05-0.2 µg/mL
WB	1:1000-10000	0.1-1 µg/mL
IP	1:500-2000	0.5-2 µg/mL
IFA	1:500-1000	1-2 µg/mL
FACS	1:500-1000	1-2 µg/mL

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay