

CHAMOT

AccuBlot™ anti-Rabbit IgG-HRP

CM007-0.1A2H

CM007-0.5A2H

CM007-1A2H



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品应用



AccuBlot™ anti-Rabbit IgG-HRP

编号	CM007-0.1A2H CM007-0.5A2H CM007-1A2H	规格	100 µL 500 µL 1 mL
类别	酶标二抗	应用	WB/ELISA

产品简介

来源：	小鼠
反应种属：	兔
抗体类型：	单克隆抗体
免疫原：	兔 IgG
标记：	HRP
浓度：	N/A

产品储存

储存：	4℃半年有效 -20℃可长期保存 避免反复冻融
运输：	蓝冰

产品组成

PBS 溶液，含 1%BSA，50% glycerol 和 0.01%thimerosal
PH 7.4

产品应用

推荐稀释比：	
WB	1:2500-1:10000
ELISA	1:1000-1:3000

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay