

CHAMOT

高迁移率族蛋白 B1/HMGB1 ELISA Development Set for Multispecies

CM001-5XE

CM001-10XE

CM001-15XE



CHAMOT

乔默®生物

Specialize In Cytokines



CONTENT

1 产品简介

2 产品储存/运输

高迁移率族蛋白 B1/HMGB1 ELISA Development Set for Multispecies

产品编号	规格
CM001-5XE	5 Plates
CM001-10XE	10 Plates
CM001-15XE	15 Plates

产品简介

别称High Mobility Group Protein 1,HMG1

产品形式Liquid, Lyophilized power

产品应用ELISA

产品组成

5 plates:
Anti-HMGB1 包被抗体 1 vial
Anti-HMGB1 检测抗体 1 vial
HMBG1 标准品 1 vial

10 plates:
Anti-HMGB1 包被抗体 2 vial
Anti-HMGB1 检测抗体 2 vial
HMBG1 标准品 2 vial

15 plates:
Anti-HMGB1 包被抗体 3 vial
Anti-HMGB1 检测抗体 3 vial
HMBG1 标准品 3 vial

产品储存/运输

储存4℃/-20℃ 避光可长期保存；避免反复冻融

运输Blue Ice

For Research Use or Further Manufacturing Only

Chamot Biotechnology(Shanghai) Co., Ltd. www.chamot-bio.com

Tel: 021-51880030 Mail: info@chamot-bio.com QQ: 864920491