

CHAMOT

Recombinant Human Activin B

CM119-5HP
CM119-20HP
CM119-100HP
CM119-500HP
CM119-1000HP



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品组成

3 产品储存

4 产品使用

Recombinant Human Activin B

编号:	CM119-5HP CM119-20HP CM119-100HP CM119-500HP CM119-1000HP	规格:	5 µg 20 µg 100 µg 500 µg 1 mg
类别:	重组蛋白	应用:	Functional Assay

产品简介


描述: Activins and inhibins, members of the TGF-beta superfamily, are disulfide-linked dimeric proteins that were originally purified from gonadal fluids as proteins that stimulated or inhibited, respectively, pituitary follicle stimulating hormone (FSH) release. Activin is strongly expressed in wounded skin, and overexpression of activin in epidermis of transgenic mice improves wound healing and enhances scar formation. Activin also regulates the morphogenesis of branching organs such as the prostate, lung, and kidney. There is also evidence showed that lack of activin during development results in neural developmental defects.

来源: *Escherichia coli*
纯度: >98% as determined by SDS-PAGE. Ni-NTA chromatography.

生物学活性: Measure by its ability to induce hemoglobin expression in K562 cells. The ED₅₀ for this effect is <0.7 ng/mL. The specific activity of recombinant human Activin B is >1.5 x 10⁶ IU/mg.

内毒素检测: <0.1 EU per 1 µg of the protein by the LAL method.

蛋白序列: MGLECDGRTNLCCRQQFFIDFRLIGW
NDWIIAPTGGYGYNYCEGSCPAYLAGV
PGSASSFHTAVVNQYRMRGLNPGTV
NSCCIPTKLSTMSMLYFDDEYNIVKRD



SDS-PAGE analysis of recombinant human Activin B

VPNMIVEECGCA with polyhistidine
tag at the C-terminus

产品组成

成分： 从含有 1X PBS, pH 8.0 溶液中冻干的
蛋白质.

产品储存/运输

产品形式	储存温度	储存时间
冻干粉	-20℃至-80℃	自收到之日起1年
重悬液 (初始)	2℃至8℃	不超过1周
重悬液 (经稀释)	-20℃至-80℃	3到6个月

运输方式： 蓝冰

产品使用

- 1、开盖前，建议3000-3500rpm离心5min。
- 2、推荐使用无菌水重悬冻干粉，溶液浓度不低于100μg/mL，不高于1mg/mL，并室温静置至少20min以充分溶解。勿涡旋剧烈振荡。
- 3、重悬后的溶液，2-8℃无菌保存不超过1周。
- 4、如需长期保存，推荐使用无菌的含载体蛋白（如0.1% BSA、10%FBS 或5% HSA）的溶液进一步稀释（不低于10ug/mL）后分装保存，-20℃至-80℃无菌保存3到6个月。无血清实验需求时，可更换为5%海藻糖溶液作为载体。避免反复冻融。

WB= Western Blot; IP= Immunoprecipitation; IF= Immunofluorescence; IHC= Immunohistochemistry;
FACS= Fluorescence activated Cell Sorting; FA= Functional Assay