

CHAMOT

Recombinant Human IL-22

CM026-5HP
CM026-20HP
CM026-100HP
CM026-500HP
CM026-1000HP



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品组成

3 产品储存

4 产品使用


Recombinant Human IL-22 (Interleukin-22)

编号:	CM026-5HP CM026-20HP CM026-100HP CM026-500HP CM026-1000HP	规格:	5 µg 20 µg 100 µg 500 µg 1 mg
类别:	重组蛋白	应用:	Functional Assay

产品简介

描述: Interleukin-22 (IL-22) a member of a group of cytokines called the IL-10 family or IL-10 superfamily (including IL-19, IL-20, IL-24, and IL-26), a class of potent mediators of cellular inflammatory responses. It shares use of IL-10R2 in cell signaling with other members of this family, IL-10, IL-26, IL-28A/B and IL-29. IL-22 is produced by activated NK and T cells and initiates innate immune responses against bacterial pathogens especially in epithelial cells such as respiratory and gut epithelial cells. IL-22 along with IL-17 is rapidly produced by splenic LTi-like cells and also produced by Th17 cells and likely plays a role in the coordinated response of both adaptive innate immune systems, autoimmunity and tissue regeneration.

来源: *Escherichia coli*
纯度: >98% as determined by SDS-PAGE.
生物学活性: Measure by its ability to induce proliferation in A549 cells. The ED₅₀ for this effect is < 0.5 ng/mL.
内毒素检测: < 0.1 EU per 1 µg of the protein by the LAL method.



SDS-PAGE analysis of recombinant human IL-22

蛋白序列: MAPISSHCRLDKSNFQQPYITNRTFM
 LAKEASLADNNTDVRLIGEKLFGHVS
 MSERCYLMKQVLNFTLEEVLPQSDR
 FQPYMQEVVPFLARLSNRLSTCHIEG
 DDLHIQRNVQKLKDTVKKLGESGEIK
 AIGELDLLFMSLRNACI with
 polyhistidine tag at the C-terminus

产品组成

成分: 从含有 1X PBS, pH 8.0 溶液中冻干的
 蛋白质.

产品储存/运输

产品形式	储存温度	储存时间
冻干粉	-20℃至-80℃	自收到之日起1年
重悬液 (初始)	2℃至8℃	不超过1周
重悬液 (经稀释)	-20℃至-80℃	3到6个月

运输方式: 蓝冰

产品使用

- 1、开盖前, 建议3000-3500rpm离心5min。
- 2、推荐使用无菌水重悬冻干粉, 溶液浓度不低于100μg/mL, 不高于1mg/mL, 并室温静置至少20min以充分溶解。勿涡旋剧烈振荡。
- 3、重悬后的溶液, 2-8℃无菌保存不超过1周。
- 4、如需长期保存, 推荐使用无菌的含载体蛋白 (如0.1%BSA、10%FBS 或5%HSA) 的溶液进一步稀释(不低于10ug/mL) 后分装保存, -20℃至-80℃无菌保存3到6个月。无血清实验需求时, 可更换为 5%海藻糖溶液作为载体。避免反复冻融。

WB= Western Blot; IP= Immunoprecipitation; IF= Immunofluorescence; IHC= Immunohistochemistry;
 FACS= Fluorescence activated Cell Sorting; FA= Functional Assay