

CHAMOT

Donkey anti-Goat IgG(H+L)

CM005-0.1A2

CM005-0.5A2

CM005-1A2



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品应用



Donkey anti-Goat IgG (H+L)

编号	CM005-0.1A2 CM005-0.5A2 CM005-1A2	规格	100 µg/vial 500 µg/vial 1 mg/vial
类别	纯化二抗	应用	N/A

产品简介

来源：	驴
反应种属：	山羊
纯化方式：	亲和层析
免疫原：	山羊IgG (H+L)
克隆性：	多克隆抗体
标记：	无
浓度：	5mg/ml
物理状态：	液体

产品储存

储存：	4°C保存两周， -20°C保存一年。 避免反复冻融
运输：	蓝冰

产品组成

PBS 溶液 · 含 0.05%叠氮化钠pH 7.4

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay