

CHAMOT

Goat anti-Mouse IgG (H+L)-HRP

CM002-0.1A2H

CM002-0.5A2H

CM002-1A2H



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品应用



Goat anti-Mouse IgG (H+L)-HRP

编号	CM002-0.1A2H CM002-0.5A2H CM002-1A2H	规格	100 μ L 500 μ L 1 mL
类别	酶标二抗	应用	WB/ELISA/IHC

产品简介

来源：	山羊
反应种属：	小鼠
纯化方式：	亲和纯化小鼠
免疫原：	IgG
标记：	HRP
浓度：	依批次不同

产品储存

储存：	4°C 两周 -20°C/-80°C 1年 避免反复冻融
运输：	蓝冰

产品组成

PBS 溶液，含 1%BSA，50% glycerol 和 0.01%thimerosal
PH 7.4

产品应用

推荐稀释比：	
WB/ELISA	1:5000-1:25000
IHC	1:500-1:2500

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay