

CHAMOT

Goat anti-Mouse IgG(H+L)

CM002-0.1A2


CM002-0.5A2

CM002-1A2



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.



CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品应用

Goat anti-Mouse IgG (H+L)

编号	CM002-0.1A2 CM002-0.5A2 CM002-1A2	规格	100 µg/vial 500 µg/vial 1 mg/vial
类别	纯化二抗	应用	N/A

产品简介

来源：	山羊
反应种属：	小鼠
纯化方式：	亲和层析
免疫原：	小鼠IgG (H+L)
克隆性：	多克隆
标记：	无
浓度：	5mg/mL
物理状态：	液体

产品储存

储存：	4 保存两周， -20 保存一年。 避免反复冻融
运输：	蓝冰

产品组成

PBS 溶液 · 含 0.05%叠氮化钠pH 7.4

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay