

CHAMOT

Anti-Respiratory Syncytial Virus Antibody(HRP)

CM001-100ARVH



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品应用

Anti-Respiratory Syncytial Virus Antibody(HRP)

编号: CM001-100ARVH

规格: 100 µg

类别: 一抗

应用: ELISA /WB/ IFA

产品简介

类型: 小鼠单克隆抗体
浓度: 1 mg/mL
免疫原: Human respiratory syncytial virus
宿主: 小鼠
反应性: recognizes the fusion protein in pre- and post fusion conformation. Reacts with RSV A2 , RSV B 9320, RSV Long.
偶联标记: HRP
浓度: 1 mg/mL
物理状态: 液体

产品储存

储存: -80°C保存两年; 4°C保存六个月。
避免反复冻融。
运输: 蓝冰。

产品组成

1×PBS溶液, pH7.4。

产品应用

产品应用推荐稀释比:

Application	Dilution factor
ELISA	1:5000-10000
WB	1:5000-10000
IFA	1:5000-10000

Note: Application concentration may be various determined by the end user.

WB=Western Blot; IP=Immunoprecipitation; IF=Immunofluorescence; IHC=Immunohistochemistry;
FACS=Fluorescence activated Cell Sorting; FA=Functional Assay