

CHAMOT

**PBS Buffer (containing 5% trehalose , pH7.2 ,
sterile)**

CMB002
CMB002L



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品使用

5 注意事项

PBS Buffer (containing 5% trehalose , pH7.2 , sterile)

编号	CMB002 CMB002L	规格	1.5 mL 50 mL
类别	缓冲液	应用	用于重组细胞因子的进一步 稀释和保存

产品简介

该产品为含5%海藻糖的PBS缓冲液，无菌，无色透明，无异物，用于重组细胞因子的进一步稀释和保存。海藻糖作为高效的蛋白保护剂，可有效防止蛋白变性。

产品储存

储存：2-8℃，有效期1年
运输：蓝冰

产品组成

成分：液体，PBS缓冲液，含5%海藻糖，pH7.2，无菌

产品使用

冻干粉状重组细胞因子用推荐溶液重悬后，可用该产品进行进一步稀释后分装，建议稀释浓度不低于10μg/mL，分装体积大于20μl，-20℃至-80℃无菌保存3到6个月。避免反复冻融。

注意事项

- 1、本产品为即用型，经0.22μm过滤除菌，可直接使用。
- 2、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 3、本产品仅用于科研使用，不用于诊断和治疗。