

CHAMOT

Sterile water

CMB001



CHAMOT

喬默生物技術(上海)有限公司
CHAMOT BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

CONTENT

1 产品简介

2 产品储存

3 产品组成

4 产品使用

5 注意事项

Sterile water

编号	CMB001	规格	1.5 mL
类别	缓冲液	应用	用于冻干粉重组细胞因子的重悬

产品简介

本产品为无菌超纯水，无色透明，无异物，用于重组细胞因子的重悬。

产品储存

储存：室温或2-8℃，有效期1年

运输：蓝冰

产品组成

成分： H_2O ，pH7.2，无菌

产品使用

该产品可用于重悬冻干粉状重组细胞因子，建议溶解浓度不低于100 $\mu g/mL$ ，不高于1mg/mL。重组细胞因子产品加入合适体积无菌水后，室温静置至少20min以充分溶解。勿涡旋剧烈振荡。

注意事项

- 1、本产品为即用型，经0.22 μm 过滤除菌，可直接使用。
- 2、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
- 3、本产品仅用于科研使用，不用于诊断和治疗。